

## ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA URINE PER ESAME CITOLOGICO

Il Kit comprende 3 contenitori con liquido fissativo e foglio di istruzioni per la raccolta, conservazione e consegna del materiale biologico e viene fornito al momento della registrazione al CUP.

La raccolta deve avvenire in tre giorni consecutivi, conservando il Kit tra i 5°C e i 30°C, lontano da fonti di calore. I campioni devono essere consegnati tutti e tre insieme entro 2 giorni dalla raccolta del terzo campione.

### Come effettuare la raccolta

Primo giorno:

- ✓ Ogni contenitore deve essere identificato con nome cognome del paziente
- ✓ **Non deve essere raccolta l'urina notturna**
- ✓ **Dopo 2 ore dalla prima minzione** raccogliere l'urina in un contenitore pulito (bicchiere plastica/carta), svolgendo una normale attività fisica
- ✓ Aprire il contenitore contenenti il fissativo numerato 1 e introdurre l'urina quasi fino al suo riempimento, quindi avvitare fino a completa chiusura.

Secondo/terzo giorno

Ripetere la procedura utilizzando i contenitori contrassegnati 2 (secondo giorno) 3 (terzo giorno)

### CONSEGNA DEL MATERIALE PAZIENTE AMBULATORIALE

Il materiale e la richiesta di esame citologico urine deve essere correttamente compilata in ogni sua parte.

**-Presidio di Seriate:** il paziente deve recarsi presso il CUP per la registrazione e pagamento del ticket/esenzione munito di impegnativa del medico di base o dello specialista e di tessera sanitaria. Successivamente il campione deve essere consegnato allo sportello 12 del CUP dalle 7.30 alle 11.00, dal lunedì al venerdì.

**-Altri Presidi:** dopo la registrazione al CUP, consegnare presso la sala prelievi del Laboratorio Analisi del Presidio di riferimento.

### CONSEGNA DEL MATERIALE PAZIENTE RICOVERATO

La richiesta informatizzata di esame citologico urine deve essere correttamente compilata in ogni sua parte.

**-Presidio di Seriate:** consegnare tutti e 3 i campioni contemporaneamente presso SC Anatomia Patologica, ripetendo in dettaglio richiesta 3 volte la dicitura urine

**-Altri Presidi:** l'operatore consegna i campioni al punto di raccolta del presidio collocandoli ordinatamente in posizione verticale nel frigo-box. Consegnare tutti e 3 i campioni contemporaneamente compilando richiesta informatizzata specificando ricerca CTM su 3 campioni.

PER QUALSIASI PROBLEMA E/O INFORMAZIONE CONTATTARE I NUMERI: 035/3063436-3922.

Indicazioni di pericolo: H226-H301-H311-H331-H370



Il liquido fissativo contiene alcol metilico al 20-50%. E' infiammabile: tenere lontano da fonti di calore e dalla fiamma. Attenzione sostanza tossica: Non ingerire – Non inalare. Se la pelle o gli occhi vengono a contatto, sciacquare abbondantemente con getto d'acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico. In caso di ingestione, sciacquare la cavità orale con acqua e consultare il Centro Antiveneni di Bergamo al n° verde 800883300. Leggere attentamente l'etichettatura del recipiente.