

ELENCO DELLE PRESTAZIONI NON EROGABILI DA PRELIEVO DOMICILIARE

Cod.Nomenclatore	Cod.SISS	Cod.Interno	Descrizione interna
90.01.2	0090012	10385	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)
90.02.5	0090025	10262	ACIDO LATTICO
90.07.5	0090075	10045	AMMONIO
90.46.5	0090465	10148	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)
90.10.2	0090102	10289	BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO)
90.11.2	0190112	10397	C PEPTIDE: 5 DOSAGGI SERIATI DOPO TEST DI STIMOLO
90.11.5	0090115	10399	CALCITONINA
89.65.1	0189651.01	10302	CARBOSSIEMOGLOBINA INTRAERITROCITARIA
90.15.2	0090152.01	10402	CORTICOTROPINA (ACTH)
90.15.2	0090152.02	10402P	CORTICOTROPINA (ACTH) POMERIDIANA
90.15.2	0090152.03	10402S	CORTICOTROPINA (ACTH) SERALE
90.61.1	0090611	10433	CRIOGLOBULINE RICERCA
90.61.2	0090612	10210	CRIOGLOBULINE TIPIZZAZIONE
90.90.E	009090E	10071	ECHINOCOCCO: ANTICORPI
89.65.1	0189651.02	10183	EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA
89.66	018966	10351	EMOGASANALISI DI SANGUE MISTO VENOSO
90.18.5	0090185	10407	ERITROPOIETINA
90.20.1	0090201	10970	ETANOLO A FINI MEDICO LEGALI
90.17.B	009017B.33	10343	FARMACI: BARBITURICI
90.17.B	009017B.35	10344	FARMACI: BENZODIAZEPINE NELLE URINE
90.26.1	0090261	10410	GASTRINA
90.26.5	0090265.01	10370	GLUCOSIO CURVA DA CARICO CON 2 DETERMINAZIONI

90.26.5	0090265.02	10770	GLUCOSIO CURVA DA CARICO CON 3 DETERMINAZIONI
90.26.5	0090265.03	10280	GLUCOSIO CURVA DA CARICO CON 4 DETERMINAZIONI
90.26.5	0090265.04	10570	GLUCOSIO CURVA DA CARICO CON 6 DETERMINAZIONI
90.27.1	0090271.23	10632	GLUCOSIO POST-PRANDIALE
91.47.C	009147C.04	10301	IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE LEUCO/LINFOCITARIA. FINO A 8 ANTIGENI SCREENING
90.28.5	0090285	10213	INSULINA CURVA DA CARICO
90.29.1	0090291.03	10590	INSULINA POST PRANDIALE
89.65.1	0189651.03	10303	METAEMOGLOBINA INTRAERITROCITARIA
G1.91	00G191.08	10954	MUTAZIONI DEL FATTORE II. RICERCA DELLA MUTAZIONE G20210A
G1.91	00G191.09	10950	MUTAZIONI DEL FATTORE V LEIDEN. RICERCA DELLA MUTAZIONE G1691A
G1.91	00G191.01	10540	MUTAZIONI DI EMOCROMATOSI. RICERCA DI UNA O ENTRAMBE MUTAZ C282Y-H63D
90.34.6	0090346.01	10528	OMOCISTEINA
90.35.4	0090354	10297	OSTEOCALCINA (BGP)
90.35.5	0090355	10324	PARATORMONE (PTH)
90.38.2	0090382	10496	PROLATTINA (PRL) 2° PRELIEVO
90.38.2	0090382	10571	PROLATTINA (PRL) 3° PRELIEVO
90.40.2	0090402.02	10354	RENINA IN CLINOSTATISMO
90.40.2	0090402.01	10222	RENINA IN ORTOSTATISMO
90.99.1	0090991.01	10759	RIC. INTERFERONE (QUANTIFERON)
90.40.9	0090409.01	10342	SOST. D'ABUSO IDENT. E/O DOS. AMFETAMINA
90.40.9	0090409.04	10316	SOST. D'ABUSO IDENT. E/O DOS. CANNABINOIDI
90.40.9	0090409.05	10317	SOST. D'ABUSO IDENT. E/O DOS. COCAINA
90.40.9	0090409.12	10220	SOST. D'ABUSO IDENT. E/O DOS. OPPIACEI
90.40.8	0090408	10980	SOSTANZE D'ABUSO TEST DI SCREENING A SCOPO CLINICO

MOD. 10 "ELENCO PRESTAZIONI NON EROGABILI DA PRELIEVO DOMICILIARE"

90.40.9		10574	SOSTANZE D'ABUSO TEST DI SCREENING A SCOPO MEDICO-LEGALE
90.31.6	0090316	10101	SPERMIOGRAMMA
90.78.4	0090784	10522	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B
90.78.4	0090784	10522	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B
90.80.4	0090804	10622	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQB1 AD ALTA RISOLUZIONE

Nomenclatore	SISS	Codice Interno	Descrizione	GG Refertazione	Tariffa SSN	Tariffa solvenza	Materiale	Sede Prelievo	Modulo preparazione	Conservazione/trasporto	Esami in Service	Contenitore	METODO
89.65.1	0189651.03	10303	METAEMOGLOBINA INTRAERITROCITARIA	1	14,25	17,1	SANGUE INTERO	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-CALCINATE-LOVERE		Eseguire al max entro 1h PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	NO	Siringa eparinata	Spettrofotometria
91.06.6	0091066	10001	RICKETTSIE ANTICORPI (I.F.) OGNI ANTIGENE - (ESEGUITA SOLO RICERCA R. CONORII)	10	14,50	17,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	Immunofluorescenza
90.38.5	0090385.01	10003	PROTEINE TOTALI	1	1,70	2	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Colorimetrico
90.38.4	0090384.02	10004	ELETTROFORESI PROTEICA	10	5,20	6,2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Siena/Gialla	Elettroforesi
90.10.5	0090105	10008	BILIRUBINA Reflex	2	1,35	1,6	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Colorimetrico
90.06.1	0090061	10011	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA	3	8,70	10,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Immunoturbidimetrico
90.69.2	0090692.01	10012	IMMUNOFISSAZIONE NELLE URINE - BENICE JONES	10	30,60	36,7	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 5 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Immunofissazione
90.14.3	0090143	10014	COLESTEROLO TOTALE	1	1,70	2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Enzimatico
90.14.1	0090141	10015	COLESTEROLO HDL	1	2,30	2,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Enzimatico
90.17.B	009017B.47	10018	DOSAGGIO TEICOPLANINA	4	12,30	14,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
90.11.4	0090114.01	10019	CALCIO TOTALE	1	1,70	2	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Colorimetrico
90.11.4	0090114.03	10020	CALCIO TOTALE NELLE URINE DELLE 24 H	1	1,70	2	URINE 24H ACIDIFICATE	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Colorimetrico
90.24.3	0090243.01	10021I	FOSFATO INORGANICO	1	2,30	2,8	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Colorimetrico
90.24.3	0090243.03	10022	FOSFATO INORGANICO NELLE URINE DELLE 24 H	1	2,30	2,8	URINE 24H ACIDIFICATE	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Colorimetrico
90.13.3	0090133.02	10023	CLORURO	1	1,70	2	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Potenzimetrico
90.27.1	0090271.01	10024	GLUCOSIO (GLICEMIA)	1	1,70	2	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		2/8°C entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Enzimatico
90.40.4	0090404.01	10025	SODIO	1	1,70	2	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Potenzimetrico
90.37.4	0090374.01	10026	POTASSIO	1	1,70	2	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Potenzimetrico
90.40.4	0090404.03	10027	SODIO NELLE URINE DELLE 24 H	1	1,70	2	URINE 24H	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Potenzimetrico
90.40.4	0090404.02	10027E	SODIO URINARIO	1	1,70	2	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 5 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Potenzimetrico
90.37.4	0090374.03	10028	POTASSIO NELLE URINE DELLE 24 H	1	1,70	2	URINE 24H	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Potenzimetrico
90.37.4	0090374.02	10028E	POTASSIO NELLE URINE	1	1,70	2	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 5 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Potenzimetrico
90.13.3	0090133.01	10029	CLORO NELLE URINE DELLE 24 H	1	1,70	2	URINE 24H	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Potenzimetrico
90.13.3	0090133.03	10029E	CLORURO NELLE URINE	1	1,70	2	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 5 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Potenzimetrico
90.44.1	0090441.01	10030	UREA (AZOTEMIA)	1	1,70	2	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Enzimatico
90.04.5	0090045.02	10031	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT)	1	1,70	2	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Enzimatico
90.43.5	0090435.04	10032	ACIDO URICO (URICEMIA)	1	1,70	2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Enzimatico
90.43.5	0090435.03	10033	ACIDO URICO NELLE URINE NELLE 24 H	1	1,70	2	URINE 24H	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	2/8°C entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Enzimatico

90.43.5	0090435.05	10033E	ACIDO URICO NELLE URINE	1	1,70	2	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 5 P.O. n° 21	2/8°C entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Enzimatico
90.16.3	0090163.01	10034	CREATININA	1	1,70	2	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Enzimatico
90.16.3	0090163.01	10034F	CREATININA PER eGFR	3	1,70	2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Enzimatico
90.16.3	0090163.02	10035	CREATININURIA NELLE URINE 24H	1	1,70	2	URINE 24H	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Enzimatico
90.09.2	0090092	10037	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT)	1	1,70	2	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Enzimatico
90.29.2	0090292	10038	LATTATO DEIDROGENASI (LDH)	1	1,70	2	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Enzimatico
90.15.4	0090154	10039	CREATINCHINASI (CPK O CK)	1	2,30	2,8	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Enzimatico
90.23.5	0090235.01	10040	FOSFATASI ALCALINA (ALP)	1	1,70	2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Colorimetrico
90.06.4	0090064.01	10043	ALFA AMILASI	1	2,90	3,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Enzimatico
90.06.4	0090064.03	10044	ALFA AMILASI NELLE URINE	1	2,90	3,5	URINE 24H	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Enzimatico
90.07.5	0090075	10045	AMMONIO	1	10,45	12,5	SANGUE INTERO	P.O.SERiate-ALZANO-PIARIO-LOVERE		Trasportare a temperatura <= -10°C entro 1 ora, PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	NO	Lilla	Enzimatico
90.04.5	0090045.03	10046	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)	1	1,70	2	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Colorimetrico
90.22.5	0090225.01	10047	FERRO	1	1,70	2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Colorimetrico
90.44.1	0090441.04	10048	UREA NELLE URINE DELLE 24 H	1	1,70	2	URINE 24H	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	2/8°C entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Enzimatico
90.44.1	0090441.03	10048E	UREA NELLE URINE	1	1,70	2	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 5 P.O. n° 21	2/8°C entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Enzimatico
90.16.4	0090164	10049	CREATININA CLEARANCE	1	2,60	3,1	URINE 24H	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Enzimatico
90.40.7	0090407.02	10050	INTERLEUCHINA 6	1	19,00	22,8	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		2/8°C entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	ECLIA
90.15.3	0090153.06	10054	CORTISOLO	4	11,05	13,3	SIERO	Tutte le Sedi		2-8°C entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.38.1	0090381.01	10055	PROGESTERONE	3	13,15	15,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.15.3	0090153.02	10059	CORTISOLO NELLE URINE DELLE 24 H	15	11,05	13,3	URINE 24H	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	2-8°C entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	ECLIA
90.84.8	0090848	10060	RIC. ANTIGENE CLOSTRIDIODES DIFFICILE	2	29,30	35,2	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	2/8°C, entro 18 ore	NO		Test immunocromatografico a fluorescenza (FIA)
90.15.3	0090153.05	10062	CORTISOLO POMERIDIANO	4	11,05	13,3	SIERO	Seriato		2-8°C entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.15.3	0090153.03	10063	CORTISOLO SERALE	4	11,05	13,3	SIERO	Seriato		2-8°C entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.64.2	0090642.01	10066	REUMA TEST	3	5,80	7	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Immunoturbidimetrico
90.72.3	0090723	10067	PROTEINA C REATTIVA	1	5,80	7	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Immunoturbidimetrico
90.69.4	0090694.01	10076	IMMUNOGLOBULINE IgA	3	6,30	7,6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Immunoturbidimetrico
90.27.3	0090273	10077	TEST DI GRAVIDANZA:GONADOTROPINA CORIONICA URINARIA	1	6,85	8,2	URINE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Immunocromatografico
90.69.4	0090694.02	10078	IMMUNOGLOBULINE IgG	2	6,30	7,6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Immunoturbidimetrico
91.08.5	0091085	10079	STREPTOCOCCO: RICERCA ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O (TAS)	2	5,80	7	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Immunoturbidimetrico

91.10.B	009110B.01	10081	TREPONEMA PALLIDUM: RICERCA ANTICORPI SCREENING	7	6,65	8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	
90.69.4	0090694.03	10085	IMMUNOGLOBULINE IgM	3	6,30	7,6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Immunoturbidimetrico
91.04.6	0091046.00	10091	PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MACROSCOPICA E MICROSCOPICA (Esame diretto e dopo concentrazione o arricchimento)	5	14,40	17,3	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 4 P.O. n° 21	20 ± 5°C	NO		Microscopia ottica
90.21.4	0090214.01	10092	FECI SANGUE OCCULTO	3	4,20	5	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 2 P.O. n° 21	2/8°C	NO		Immunoturbidimetrico
90.21.4	0090214.04	10092A	FECI SANGUE OCCULTO 1° CAMPIONE	3	4,20	5	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 2 P.O. n° 21	2/8°C	NO		Immunoturbidimetrico
90.21.4	0090214.02	10092B	FECI SANGUE OCCULTO 2° CAMPIONE	3	4,20	5	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 2 P.O. n° 21	2/8°C	NO		Immunoturbidimetrico
90.21.4	0090214.03	10092C	FECI SANGUE OCCULTO 3° CAMPIONE	3	4,20	5	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 2 P.O. n° 21	2/8°C	NO		Immunoturbidimetrico
90.30.4	0090304.05	10094	LCR: ES. CHIMICO-FISICO, MICRO e MACROSCOPICO	1	5,25	6,3	LIQUOR	Tutte le Sedi	MOD.3 LCR	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO		
90.93.2	0090932.02	10095	SCOTCH-TEST PER OSSIIURI	1	9,85	11,8	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 3 P.O. n° 21	20 ± 5°C	NO		Microscopia ottica
90.98.4	0090984.06	10096	RICERCA MICETI : COLTURA	5	16,00	19,2	MATERIALE BIOLOGICO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
90.98.4	0090984.06	10096A	RIC. CANDIDA AURIS: ES. COLTURALE	7	16,00	19,20	TAMPONE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
90.98.9	0090989	10096AM	RIC. CANDIDA AURIS DNA	2	57,90	69,5	TAMPONE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	PCR Real time
90.17.D	009017D	10097	ELASTASI FECALE	7	12,45	14,9	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 18 ore	NO		Immunoturbidimetria
90.31.6	0090316	10101	SPERMIOGRAMMA	1	20,15	24,2	LIQUIDO SEMINALE	P.O.SERiate	Allegato 19 P.O. n° 21	20 - 37°C, entro 60 minuti PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	NO		Microscopia ottica
90.47.7	0090477	10103	ANTICORPI ANTI J01	8	10,95	13,1	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
90.47.8	0090478	10104	ANTICORPI ANTI RNP. DETERMINAZIONE SINGOLA	8	10,95	13,14	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
90.47.9	0090479	10105	ANTICORPI ANTI SCL-70	8	10,95	13,1	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
90.47.A	009047A	10106	ANTICORPI ANTI SM	8	10,95	13,1	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
90.47.B	009047B	10107	ANTICORPI ANTI SSA	8	10,95	13,1	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
90.47.C	009047C	10108	ANTICORPI ANTI SSB	8	10,95	13,1	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
90.30.4	0090304.02	10111	ES.CHIMICO FISICO, MICRO E MACROSCOPICO: L. ASCITICO	2	5,25	6,3	LIQUIDO PERITONEALE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Lilla + Provetta sterile	
90.30.4	0090304.03	10112	ES.CHIMICO FISICO, MICRO E MACROSCOPICO: L. PLEURICO	2	5,25	6,3	LIQUIDO PLEURICO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Lilla + Provetta sterile	
90.30.4	0090304.04	10113	ES.CHIMICO FISICO, MICRO E MACROSCOPICO: L. DA VERSAMENTO	2	5,25	6,3	LIQUIDO PERICARDICO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Lilla + Provetta sterile	
90.32.1	0090321	10114	LIQUIDO SINOVALE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	2	9,05	10,9	LIQUIDO ARTICOLARE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Lilla + Provetta sterile	
90.62.2	0090622.01	10115	EMOCROMO E FORMULA LEUCOCITARIA (INCL. MICROSCOPICO)	1	4,04	4,9	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Lilla	Impedenzometria, fluorescenza
90.74.5	0090745	10116	RETICOLOCITI: CONTEGGIO	1	5,00	6	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Lilla	Citofluorimetria + microscopia

90.62.2	0090622.08	10117C	Piastrine in citrato (conteggio)	1	4,04	4,9	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Azzurro	Citofluorimetria, Impedenziometria, microscopia
90.62.2	0090622.08	10117P	Piastrine CPT piridossalfosfato (conteggio)	1	4,04	4,9	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Viola per CPT	Citofluorimetria, Impedenziometria, microscopia
90.87.R	009087R	10125A	BARTONELLA ANTICORPI IgG e IgM	20	17,10	20,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
91.05.C	009105C.01	10127	RIC. PARASSITA MALARICO: ES. MICROSCOPICO	2	10,10	12,1	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 1 ora	NO	Lilla	Microscopia ottica
91.05.2	0091052.00	10128	RIC. PARASSITI EMATICI: ES. MICROSCOPICO	2	14,40	17,3	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 1 ora	NO	Lilla	Microscopia ottica
90.64.6	0090646	10139	FIBRINOGENO CLAUSI/FUNZIONALE	1	1,75	2,1	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Azzurro	
90.75.4	0090754	10142	TEMPO DI PROTROMBINA (PT) TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE	1	2,30	2,8	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Azzurro	Coagulometrico
90.75.4	0090754	10143	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	1	2,30	2,8	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Azzurro	Coagulometrico
90.76.1	0090761	10144	TEMPO TROMBOPLAST. PARZIALE (APTT)	1	2,50	3	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Azzurro	Coagulometrico
90.46.5	0090465	10148	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)	7	5,20	6,2	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	NO	Azzurro	Coagulometrico
90.75.5	0090755	10149	TEMPO DI TROMBINA (TT)	1	2,95	3,5	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Azzurro	Coagulometrico
90.47.D	009047D	10155	ANTICORPI ANTI PEPTIDE CICLICO CITRULLINATO (CCP)	6	10,40	12,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
90.52.5	0090525.03	10156	ANTICORPI ANTI GLICOPROTEINA OLIGODENDROCITARIA MIELINICA (MOG)	20	27,65	33,18	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
90.82.5	0090825	10161	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)	1	1,85	2,2	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Lilla	Lettura automatica della sedimentazione
90.44.3	0090443	10163	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	1	2,55	3,1	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 5 P.O. n° 21	2/8°C entro 3 ore	NO		Fluorimetria
90.43.8	0090438	10163M	URINE ESAME MORFOLOGICO A FRESCO	1	2,65	3,2	URINE	P.O.SERIEATE	Allegato 5 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO		Microscopia ottica
90.36.6	0090366.02	10165	PEPTIDE NATRIURETICO TIPO B (NT-PROBNP)	2	16,55	19,9	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Viola alta	ECLIA
90.61.4	0090614	10166	D-DIMERO	1	9,85	11,8	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Azzurro	Agglutinazione al lattice
90.10.1	0090101.02	10167	BETA-2 MICROGLOBULINA NELLE URINE	10	11,05	13,3	URINE	Tutte le Sedi		Raccogliere in contenitore con idoneo conservante	SI (HPG23)	Provetta urine (non sterile)	Immunoturbidimetrico
90.12.1	0090121.02	10170	CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE (RICERCA QUALITATIVA)	4	11,60	13,9	CALCOLO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Contenitore tappo a vite	
90.43.2	0090432	10172	TRIGLICERIDI	1	1,70	2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Enzimatico
90.25.5	0090255.01	10174	GAMMA-GLUTAMILTRANSFERASI (GAMMA GT)	1	1,70	2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Enzimatico
90.42.5	0090425	10175	TRANSFERRINA	2	5,80	7	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.05.5	0090055.01	10176	ALFA 1 FETOPROTEINA	3	11,05	13,3	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.57.5	0090575	10178	ANTITROMBINA FUNZIONALE (AT3)	5	3,05	3,7	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Azzurro	Cromogenico
90.23.3	0090233.01	10179	FOLLITROPINA (FSH)	3	7,35	8,8	SIERO	Tutte le Sedi		2/8°C	NO	Marrone	ECLIA
90.03.6	0090036.04	10181	CATECOLAMINE URINARIE: ADRENALINA E NORADRENALINA	20	19,55	23,5	URINE 24H ACIDIFICATE	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta Urine (non sterile)	

89.65.1	0189651.02	10183	EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA	1	14,25	17,1	SANGUE INTERO	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-CALCINATE-LOVERE	Eseguire al max entro 1h PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	NO	Siringa eparinata	Potenzimetria diretta
90.32.5	0090325.01	10185	MAGNESIO TOTALE	1	2,30	2,8	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Colorimetrico
90.32.3	0090323	10187	LUTEOTROPINA (LH)	3	10,55	12,7	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.27.2	0090272	10188	GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH)	10	9,50	11,4	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Lilla	Spettrofotometria
90.32.2	0090322	10189	LITIO	3	9,90	11,9	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Colorimetrico
90.93.L	009093L.04	10191	LIQUIDO PERICARDICO: ES. CULTURALE	14	33,70	40,4	LIQUIDO PERICARDICO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 8 ore	NO	Flaconi emocoltura: tappo verde e arancio	coltura
90.93.L	009093L.03	10194	LIQUIDO PLEURICO: ES. CULTURALE	7	33,70	40,4	LIQUIDO PLEURICO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 8 ore	NO	Flaconi emocoltura: tappo verde e arancio	coltura
90.56.3	0090563	10195	CEA (ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO)	3	11,05	13,3	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.93.L	009093L.02	10196	LIQUIDO SINOVIALE: ES. CULTURALE	14	33,70	40,4	LIQUIDO ARTICOLARE	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 8 ore	NO	Flaconi emocoltura: tappo verde e arancio	coltura
90.93.L	009093L.05	10197	LIQUIDO PERITONEALE: ES. CULTURALE	7	33,70	40,4	LIQUIDO ASCITICO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 8 ore	NO	Flaconi emocoltura: tappo verde e arancio	coltura
90.68.7	0090687	10198A	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: PANNELLO ALIMENTI (SERIE 8)	20	36,05	43,3	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	FEIA
90.68.8	0090688	10198I	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: PANNELLO INALANTI (SERIE 8)	20	36,05	43,3	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	FEIA
90.68.B	009068B	10198X	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: MISURA QUANT. INALANTI E ALIMENTI (SERIE 12)	20	54,05	64,9	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	FEIA
90.68.C	009068C	10198Y	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: MISURA QUANT. FARMACI E VELENI (SERIE 12)	20	54,05	64,9	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	FEIA
90.17.B	009017B.66	10199	FARMACI: PARACETAMOLO (ACETAMINOFENE)	5	12,30	14,8	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
90.39.4	0090394.01	10201	RAME	5	5,25	6,3	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Colorimetrico
90.30.2	0090302	10205	LIPASI PANCREATICA	1	4,05	4,9	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Colorimetrico
91.17.6	0091176	10207	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IGG E IGM PER SOSPETTA INFEZIONE ACUTA	5	6,90	8,3	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.39.1	0090391	10208	ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIE	10	4,95	5,9	URINE 24H	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO		Elettroforesi
90.02.1	0090021.02	10209	ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO NELLE URINE 24 H	20	16,35	19,6	URINE 24H ACIDIFICATE	Tutte le Sedi	2 - 8°C, entro 3 ore	SI (HPG23)		HPLC
90.61.2	0090612	10210	CRIOGLOBULINE TIPIZZAZIONE	15	12,80	15,4	SIERO	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO	37°C entro 1 ora PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	NO	Rossa piccola	Immunofissazione
90.28.5	0090285	10213	INSULINA CURVA DA CARICO	4	31,65	38	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.17.B	009017B.10	10214	FARMACI ANTIEPILETTICI: FENOBARBITALE	3	12,30	14,8	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	KIMS
90.42.1	0090421	10215	TSH (TIREOTROPINA)	3	8,40	10,1	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.41.8	0090418	10215R	TIREOTROPINA RIFLESSA(TSH-R) TSH INCL. EVENTUALE FT4 E/O FT3	3	13,50	16,2	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.38.2	0090382	10217	PROLATTINA (PRL)	5	10,00	12	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA

90.38.8	0090388	10217M	MACROPROLATTINA	7	10,00	12	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.22.3	0090223	10218	FERRITINA	2	10,45	12,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.68.3	0090683	10219	IGE TOTALI	3	7,10	8,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Immunoturbidimetrico
90.05.3	0090053.01	10221	ALDOSTERONE IN ORTOSTATISMO	20	15,30	18,4	PLASMA	Tutte le Sedi	Allegato 21 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Viola alta	CLIA
90.40.2	0090402.01	10222	RENINA IN ORTOSTATISMO	20	26,35	31,6	PLASMA	Tutte le Sedi	Allegato 21 P.O. n° 21	Trasportare a Temperatura <= -10°C. Conservare il campione a -20°C. Il campione deve essere centrifugato prima del trasporto. PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE.	NO	Viola alta	CLIA
90.17.B	009017B.03	10223	FARMACI ANTIEPILETTICI: CARBAMAZEPINA	2	12,30	14,8	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	KIMS
90.17.B	009017B.09	10224	FARMACI ANTIEPILETTICI: FENITOINA	2	12,30	14,8	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	KIMS
90.41.3	0090413.01	10225	TESTOSTERONE	4	12,65	15,2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.38.5	0090385.03	10227	PROTEINE TOTALI NELLE URINE DELLE 24 H	2	1,70	2	URINE 24H	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO		Colorimetrico
90.38.5	0090385.05	10227E	RAPPORTO PROTEINE/CREATININA NELLE URINE	2	1,70	2	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 5 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO		Colorimetrico
90.17.B	009017B.A3	10228	FARMACI: DIGOSSINA	2	12,30	14,8	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.19.2	0090192.01	10229	ESTRADIOLO (E2)	3	13,70	16,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.02.1	0090021.01	10230	ACIDO VANILMANDELICO (VMA)	20	16,35	19,6	URINE 24H ACIDIFICATE	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	2 - 8°C, entro 3 ore	NO	Provetta Urine (non sterile)	
90.28.1	0090281.02	10232	EMOGLOBINA GLICATA	3	12,15	14,6	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Viola piccola	HPLC
90.17.B	009017B.19	10233	PRIMIDONE	15	12,30	14,8	SIERO	Tutte le Sedi	MOD.2 DOSAGGIO FARMACI	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rossa con gel	
90.17.B	009017B.07	10234	ETOSUCCIMIDE	15	12,30	14,8	SIERO	Tutte le Sedi	MOD.2 DOSAGGIO FARMACI	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rossa con gel	
90.17.B	009017B.01	10235	FARMACI ANTIEPILETTICI: ACIDO VALPROICO	2	12,30	14,8	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	EIA
90.51.4	0090514	10236	ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO)	3	12,10	14,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.52.4	0090524	10237	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)	8	10,00	12	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	IFI
90.52,R	009052R	10237R	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) - REFLEX	8	17,50	21	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	IFI
90.52.2	0090522	10238	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)	8	8,20	9,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	IFI
90.52.1	0090521	10239	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)	8	10,00	12	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	IFI
90.48.3	0090483	10240	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO	7	12,10	14,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
90.68.1	0090681.00	10241S	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: DOSAGGIO QUANT. (PER SINGOLO ALLERGENE)	20	9,00	10,8	SIERO	Tutte le Sedi	MOD.7 RICHIESTA DOSAGGIO IgE SPECIFICHE	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	FEIA
90.60.2	0090602.02	10242	FRAZIONE C3 DEL COMPLEMENTO	3	6,85	8,2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Immunoturbidimetrico
90.60.2	0090602.04	10243	FRAZIONE C4 DEL COMPLEMENTO	3	6,85	8,2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Immunoturbidimetrico
91.20.7	0091207	10244	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IgG e IgM	10	22,00	26,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	CLIA

91.23.F	009123F	10245	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] TEST COMB. ANTICORPI/ANTIGENE P24	2	12,05	14,5	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	ECLIA
91.15.F	009115F	10246A	CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgG e IgM	3	17,10	20,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.11.1	0090111.01	10252	C PEPTIDE	10	12,10	14,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	CLIA
90.11.1	0090111.02	10253	C PEPTIDE POST PRANDIALE	10	12,10	14,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	CLIA
90.43.3	0090433	10254	TRIODOIRONINA LIBERA (FT3)	3	9,50	11,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.17.2	0090172.02	10255	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)	7	15,80	19	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.27.5	0090275	10256	GONADOTROPINA CORIONICA (BETA HCG)	2	16,25	19,5	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	ECLIA
90.28.1	0090281.03	10257	FRUTTOSAMINA	6	12,15	14,6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Colorimetrico
90.01.5	0090015	10261	ACIDI BILIARI	2	9,50	11,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Enzimatico
90.02.5	0090025	10262	ACIDO LATTICO	1	8,60	10,3	SANGUE INTERO	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-CALCINATE-LOVERE		Eseguire al max entro 1h PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	NO	Siringa eparinata	Colorimetrica enzimatica
90.05.4	0090054	10264	ALFA 1 ANTITRIPSINA	3	6,85	8,2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Immunoturbidimetrico
90.09.1	0090091	10265	APTOGLOBINA	3	5,20	6,2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Immunoturbidimetrico
90.12.5	0090125	10266	CERULOPLASMA	3	5,80	7	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Immunoturbidimetrico
91.21.B	009121B.01	10269	ANTICORPI IGG ANTI HSV 1/2 FARMACI ANTIINFIAMMATORI: SALICILATI	24	6,00	7,2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	ELISA
90.17.B	009017B.67	10270	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	5	12,30	14,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
91.19.5	0091195	10272	VIRUS EPATITE C [HCV] - REFLEX	3	6,95	8,3	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Viola alta	ECLIA
91.19.R	009119R	10272R	VIRUS EPATITE C [HCV] - REFLEX	10	15,00	18	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
91.19.5	0091195	10272S	ANTICORPI ANTI HCV-Screening	7	6,95		SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.26.5	0090265.03	10280	GLUCOSIO CURVA DA CARICO CON 4 DETERMINAZIONI	2	5,80	7	PLASMA	Tutte le Sedi	Allegato 22 P.O. n° 21	2/8°C PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	NO	Grigio	Enzimatico
91.18.5	0091185	10281	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg	3	5,00	6	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Viola alta	ECLIA
91.18.4	0091184	10282	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg	3	10,00	12	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
91.18.2	0091182	10283	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAb	3	10,00	12	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
91.18.6	0091186	10284R	VIRUS EPATITE B [HBV] - REFLEX	5	29,50	35,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
91.18.3	0091183	10286	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAb	3	10,00	12	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Viola alta	ECLIA
90.08.4	0090084	10287	APOLIPOPROTEINA A1	20	6,95	8,3	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	Immunoturbidimetrico
90.08.5	0090085	10288	APOLIPOPROTEINA B	20	6,95	8,3	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	Immunoturbidimetrico
90.10.2	0090102	10289	BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO)	1	1,35	1,6	SANGUE INTERO	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-CALCINATE-LOVERE		Eseguire al max entro 1h PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	NO	Siringa eparinata	Potenziometria diretta
90.39.4	0090394.02	10290	RAME NELLE URINE	7	5,25	6,3	URINE 24H	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)		
90.55.2	0090552	10292	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)	3	18,45	22,1	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.55.1	0090551.01	10293	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)	3	19,00	22,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA

90.55.3	0090553.00	10294	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)	3	16,85	20,2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.33.4	0090334.02	10295	ALBUMINURIA [MICROALBUMINURIA] NELLE URINE DELLE 8 H	3	5,20	6,2	URINE 8h	Tutte le Sedi	Allegato 7 P.O. n° 21	2/8°C entro 3 ore	NO		Colorimetrico
90.33.4	0090334.01	10295A	ALBUMINURIA (MICROALBUMINURIA) NELLE URINE DELLE 24 H	3	5,20	6,2	URINE 24H	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	2/8°C entro 3 ore	NO		Colorimetrico
90.33.4	0090334.02	10295E	ALBUMINURIA [MICROALBUMINURIA] ESTEMPORANEA	3	5,20	6,2	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 5 P.O. n° 21	2/8°C entro 3 ore	NO		Colorimetrico
90.10.1	0090101.01	10296	BETA-2 MICROGLOBULINA SANGUE	3	11,05	13,3	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Immunoturbidimetrico
90.10.1	0090101.01	10296PO	BETA2 MICROGLOBULINA POST DIALISI	3	11,05		SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Immunoturbidimetrico
90.35.4	0090354	10297	OSTEOCALCINA (BGP)	15	26,35	31,6	SIERO	Tutte le Sedi		Temperatura di trasporto <= -10°C Conservare a temperatura <= -20°C. PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	SI (HPG23)	Trasparente	CLIA
90.56.9	0090569	10298	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) REFLEX	3	12,95	15,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.56.9	0090569	10298S	PSA SCREENING	3	12,95		SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.17.3	0090173	10299	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	15	13,00	15,6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.49.5	0090495.02	10300A	ANTICORPI ANTI GLIADINA/GLIADINA DEAMIDATA (IGA)	10	12,10	14,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
90.49.5	0090495.03	10300G	ANTICORPI ANTI GLIADINA/GLIADINA DEAMIDATA (IGG)	10	12,10	14,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
91.47.C	009147C.04	10301	IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE LEUCO/LINFOCITARIA. FINO A 8 ANTIGENI SCREENING	7	190,30	228,4	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Lilla	
89.65.1	0189651.01	10302	CARBOSSIEMOGLOBINA INTRAERITROCITARIA	1	14,25	17,1	SANGUE INTERO	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-CALCINATE-LOVERE		Eseguire al max entro 1h PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	NO	Siringa eparinata	Spettrofotometrico
90.36.4	0090364	10305	PIRUVATOCHINASI INTRAERITROCITARIO (PK)	7	31,10	37,3	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Viola piccola	
90.69.2	0090692.02	10306	IMMUNOFISSAZIONE NEL SIERO LH E FSH: DOSAGGI SERIATI DOPO GNRH	10	30,60	36,7	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Siena/Gialla	Immunofissazione
90.32.4	0090324.01	10308	ETANOLO A FINI CLINICI	3	80,23	96,3	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.20.1	0090201	10310	ETANOLO A FINI CLINICI	1	6,30	7,6	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Lilla	Enzimatico
90.13.5	0090135	10313	VITAMINA B12 (COBALAMINA)	4	9,50	11,4	SIERO	Tutte le Sedi		Mantenere al riparo della luce a 2 - 8. Centrifugare entro 3 ore dal prelievo. Se consegnato entro 24 ore il siero può essere conservato a 2 - 8°C, per tempi di conservazione più lunghi congelare il siero a -20°C e spedire il campione in ghiaccio secco.	NO	Marrone	ECLIA
90.23.2	0090232	10314	FOLATI	4	9,50	11,4	SIERO	Tutte le Sedi		2/8°C	NO	Marrone	ECLIA

90.55.1	0090551.02	10322	TPA (ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE)	15	19,00	22,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
90.35.5	0090355	10324	PARATORMONE (PTH)	3	21,60	25,9	SIERO	Tutte le Sedi		Temperatura di trasporto <= -10°C Conservare a temperatura <= -20°C. Prestazione non erogabile da prelievo domiciliare	NO	Marrone	ECLIA
90.88.G	009088G	10326	CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE: RICERCA ANTICORPI	10	16,60	19,9	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	CLIA
90.88.J	009088J	10326T	CHLAMYDIA TRACHOMATIS: IGG/IGM	10	17,65	21,2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Marrone	CLIA
91.26.9	0091269	10327	RIC. ANTIGENE ROTAVIRUS	2	5,00	6	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	2/8°C, entro 18 ore	NO		Immunocromatografico
90.47.3	0090473	10328	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA)	8	13,70	16,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
90.42.4	0090424.02	10329	TRANSFERRINA CAPACITA' FERROLEGANTE	3	4,60	5,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.48.1	0090481	10331	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)	8	9,20	11	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	IFI
90.98.4	0090984.05	10333	ES. MICOLOGICO SU FRAMMENTI UNGUEALI	30	16,00	19,2	UNGHIE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Piastre dedicate/Contenitore sterile	Coltura
90.98.4	0090984.03	10333C	ES. MICOLOGICO SU CAPELLI	30	16,00	19,2	CAPELLI	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Piastre dedicate/Contenitore sterile	Coltura
90.98.4	0090984.02	10333P	ES. MICOLOGICO SU PELI	30	16,00	19,2	PELI	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Piastre dedicate/Contenitore sterile	Coltura
90.98.4	0090984.04	10333S	ES. MICOLOGICO SU SQUAME CUTANEE	30	16,00	19,2	SQUAME CUTANEE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Piastre dedicate/Contenitore sterile	Coltura
90.72.2	0090722	10334	PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE	7	8,55	10,3	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Azzurro	cromogenico
91.21.6	0091216	10337A	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI REFLEX	8	29,50	35,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	CLIA
90.29.1	0090291.01	10338	INSULINA	3	10,00	12	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.42.3	0090423	10346	TIROXINA LIBERA (FT4)	3	9,50	11,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
91.03.5	0091035.01	10347	NEISSERIA GONORRHOEAE T. ENDOCERVICALE : ES. CULTURALE	5	9,00	10,8	TAMPONE ENDOCERVICALE	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-LOVERE	Allegato 12 P.O. n° 21/ MOD. 5 T. VAGINALE	20 ± 5°C, entro 2 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
91.03.5	0091035.03	10347S	NEISSERIA GONORRHOEAE LIQ. SEMINALE: ES. CULTURALE	5	9,00	10,8	LIQUIDO SEMINALE	Tutte le Sedi	Allegato 18 P.O. n° 21/ MOD. 5 T. VAGINALE	20 ± 5°C, entro 2 ore	NO	Contenitore sterile urina	Coltura
91.03.5	0091035.02	10347U	NEISSERIA GONORRHOEAE SECRETO URETRALE : ES. CULTURALE	5	9,00	10,8	URINE PRIMO MITTO	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-LOVERE	Allegato 17 P.O. n° 21/ MOD. 5 T. VAGINALE	20 ± 5°C, entro 2 ore	NO	Contenitore sterile urina (primo mitto)	Coltura
90.51.5	0090515	10349	ANTICORPI ANTI MICROSOEMI EPATICI E RENALI (LKMA)	8	8,40	10,1	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	IFI
90.54.4	0090544	10350	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG)	3	13,15	15,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
89.66	018966	10351	EMOGASANALISI DI SANGUE MISTO VENOSO	1	19,00	22,8	SANGUE INTERO	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-CALCINATE-LOVERE		Eseguire al max entro 1h PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	NO	Siringa eparinata	Potenziometria diretta

90.05.3	0090053.02	10352	ALDOSTERONE IN CLINOSTATISMO	20	15,30	18,4	PLASMA	Tutte le Sedi	Allegato 21 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Viola alta	CLIA
90.05.3	0090053.03	10353	ALDOSTERONE NELLE URINE DELLE 24 H	20	15,30	18,4	URINE 24H	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO		CLIA
90.40.2	0090402.02	10354	RENINA IN CLINOSTATISMO	20	26,35	31,6	PLASMA	Tutte le Sedi	Allegato 21 P.O. n° 21	Trasportare a Temperatura <= -10°C. Conservare il campione a -20°C. Il campione deve essere centrifugato prima del trasporto. PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE.	NO	Viola alta	CLIA
91.21.B	009121B.03	10355	ANTICORPI IGG ANTI HSV 2	24	6,00	7,2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	ELISA
90.90.6	0090906	10359	RIC. TOSSINE CLOSTRIDIODES DIFFICILE	5	61,05	73,3	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	2/8°C, entro 18 ore	NO		Test immunocromatografico a fluorescenza (FIA)
90.90.6	0090906	10359T	RIC. GENI TOSSINE A/B CLOSTRIDIODES DIFFICILE	5	61,05	73,3	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	2/8°C, entro 18 ore	NO		LAMP
90.91.4	0090914	10360	COLI ENTEROPATOGENO: ES. CULTURALE	5	26,00	31,2	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	2/8°C, entro 2 ore	NO	provetta tappo verde	Coltura
91.01.9	0091019.03	10366	MICOBATTERI (ALTRI MATERIALI): ES. CULTURALE	60	98,30	118	MATERIALE BIOLOGICO	Tutte le Sedi	Allegato 9/10 P.O. n°21	2/8°C, entro 72 ore	SI (HPG23)		Coltura
90.13.C	009013C	10367	COLESTEROLO LDL (DETERMINAZIONE DIRETTA)	1	1,75	2,1	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Enzimatico
90.26.5	0090265.01	10370	GLUCOSIO CURVA DA CARICO CON 2 DETERMINAZIONI	2	5,80	7	PLASMA	Tutte le Sedi	Allegato 22 P.O. n° 21	2/8°C Prestazione non erogabile da prelievo domiciliare	NO	Grigio	Enzimatico
90.41.5	0090415	10383	TIREOGLOBULINA (TG)	3	16,35	19,6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.33.5	0090335.01	10384	MIOGLOBINA	1	8,70	10,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.01.2	0090012	10385	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)	15	11,70	14	SIERO	Tutte le Sedi		Temperatura di trasporto <= -10°C, il campione deve essere centrifugato prima del trasporto se il prelievo non è eseguito presso il PO di Seriate. Conservare il siero a Temperatura <= -20°C PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	NO	Rosa	ELISA
90.02.2	0090022	10386	ACIDO CITRICO NELLE URINE 24 H	24	4,60	5,5	URINE 24H ACIDIFICATE	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	2 - 8°C, entro 3 ore	SI (S. RAFFAELE)		Colorimetrico
90.05.1	0090051.01	10390	ALBUMINA	2	2,90	3,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	Colorimetrico
90.06.3	0090063	10391	ALFA 2 MACROGLOBULINA	5	5,30	6,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
90.06.5	0090065	10392	ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA)	1	5,80	7	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Enzimatico
90.17.E	009017E	10393	ENZIMA DI CONVERSIONE DELL'ANGIOTENSINA (ACE)	18	17,45	20,94	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	Enzimatico
90.17.B	009017B.43	10396	FARMACI ANTIBIOTICI SE ASSENTE FARMACO IN ELENCO	5	12,30	14,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
90.11.5	0090115	10399	CALCITONINA	4	15,30	18,4	SIERO	Tutte le Sedi		Trasportare a temperatura <= -10°C entro 1 ora, PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	NO	Rosa	CLIA
90.17.B	009017B.28	10401	FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI: CICLOSPORINA	4	12,30	14,8	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Lilla	

90.15.2	0090152.01	10402	CORTICOTROPINA (ACTH)	8	21,10	25,3	PLASMA	SERIE, PIARIO, LOVERE, ALZANO LOMBARDO	Trasportare a temperatura <= -10°C entro 1 ora, PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	NO	Viola piccola	CLIA
90.03.6	0090036.01	10405	DOPAMINA	20	19,55	23,5	PLASMA	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Verde	
90.18.4	0090184	10406	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)	8	19,00	22,8	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	CLIA
90.18.5	0090185	10407	ERITROPOIETINA	10	18,45	22,1	SIERO	Tutte le Sedi	Temperatura di trasporto <= -10°C Conservare a temperatura <=-20°C. PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	SI (HPG23)	Trasparente	
90.26.1	0090261	10410	GASTRINA	20	14,10	16,9	SIERO	Tutte le Sedi	Temperatura di trasporto <= -10°C Conservare a temperatura <=-20°C. Non erogabile da prelievo domiciliare	SI (HPG23)	Trasparente	CLIA
90.30.3	0090303	10412	LIPOPROTEINA (a)	10	14,25	17,1	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	Immunoturbidimetrico
90.35.1	0090351.01	10415	ORMONE SOMATOTROPO (GH)	6	11,05	13,3	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	CLIA
90.35.3	0090353	10416	OSSALATI NELLE URINE	24	9,50	11,4	URINE 24H ACIDIFICATE	Tutte le Sedi	2/8°C entro 3 ore	SI (S. RAFFAELE)		
90.36.3	0090363.01	10417	PIOMBO	20	21,10	25,3	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Verde	
90.41.4	0090414	10420	TESTOSTERONE LIBERO	24	16,35	19,6	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	ELISA
90.44.6	0090446	10421	VITAMINA D (25 OH)	4	12,15	14,6	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.45.4	0090454.01	10422	ZINCO	7	6,85	8,2	PLASMA	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Verde	
90.48.2	0090482	10424	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)	8	12,60	15,1	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	IFI
90.50.5	0090505	10425	ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA)	20	9,50	11,4	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	IFI
90.53.5	0090535	10429	ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH	15	25,85	31	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Siena/Gialla	TRACE
90.60.1	0090601	10432	COMPLEMENTO C1 INIBITORE	18	6,30	7,6	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	Immunoturbidimetria
90.61.1	0090611	10433	CRIOGLOBULINE RICERCA	8	2,10	2,5	SIERO	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO	37°C entro 1 ora PRESTAZIONE NON EROGABILE DA PRELIEVO DOMICILIARE	NO	Rossa piccola	
90.68.4	0090684.01	10437A	IgG SOTTOCLASSE 1	15	15,80	19	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	Turbidimetria
90.68.4	0090684.02	10437B	IgG SOTTOCLASSE 2	15	15,80	19	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	Turbidimetria
90.68.4	0090684.03	10437C	IgG SOTTOCLASSE 3	15	15,80	19	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	Turbidimetria
90.68.4	0090684.04	10437D	IgG SOTTOCLASSE 4	15	15,80	19	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	Turbidimetria
90.72.4	0090724	10440	PROTEINA S LIBERA	7	9,90	12	PLASMA	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Azzurro	Immunologico
90.82.3	0090823.02	10441	TROPONINA T	1	18,55	22,3	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	ECLIA
90.87.T	009087T	10444	BORRELIA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: eventuale Immunoblotting	13	13,60	16,3	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	CLIA
90.92.6	0090926	10448	ENTAMOEBA HISTOLYTICA: RICERCA ANTICORPI	7	49,30	59,2	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	Immunocromatografico
90.95.5	0090955.01	10449	LEGIONELLE ANTICORPI	15	27,10	32,52	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
91.09.3	0091093	10459	TOXOCARA ANTICORPI	15	17,00	20,4	SIERO	Tutte le Sedi	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	ELISA

91.11.3	0091113	10462	VIBRIO CHOLERAEE: ES. COLTURALE	5	84,40	101,3	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	2/8°C, entro 2 ore	NO	provetta tappo verde	Coltura
91.18.5	0091185	10465	HBSAG (SAGGIO DI CONFERMA)	7	5,00	6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
91.19.4	0091194	10467	HCV RNA	10	72,00	86,4	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Madreperla	PCR Real time
91.19.4	0091194	10467S	HCV RNA (SCREENING)	10	72,00		PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Madreperla	PCR Real time
91.20.2	0091202	10468	HCV RNA GENOTIPIZZAZIONE	12	80,70	96,8	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Madreperla	PCR Real time
91.22.3	0091223	10470	HIV RNA QUANTITATIVO	15	72,00	86,4	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Viola alta	PCR Real time
91.13.1	0091131.15	10471G	VIRUS VARICELLA ZOSTER: RICERCA ANTICORPI IgG CONTROLLO IMMUNITA'	3	8,30	10	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	CLIA
91.26.C	009126C	10471GM	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI IgG E IgM SOSPETTA INFEZIONE ACUTA	8	14,00	16,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	CLIA
90.11.4	0090114.02	10484	CALCIO TOTALE NELLE URINE	1	1,70	2	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 5 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO		Colorimetrico
90.25.7	0090257	10488	GLOBULINA DI TRASPORTO ORMONI SESSUALI (SHBG)	15	3,15	3,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
90.45.2	0090452.02	10489	VITAMINA A (RETINOLO)	15	13,65	16,4	SIERO	Tutte le Sedi		Mantenere al riparo della luce a 2 - 8. Centrifugare entro 3 ore dal prelievo. Se consegnato entro 24 ore il siero può essere conservato a 2 - 8°C, per tempi di conservazione più lunghi congelare il siero a - 20°C e spedire il campione in ghiaccio secco.	SI (HPG23)	Trasparente	HPLC
90.45.2	0090452.01	10490	VITAMINA E (TOCOFEROLO)	15	13,65	16,4	SIERO	Tutte le Sedi		Mantenere al riparo della luce a 2 - 8. Centrifugare entro 3 ore dal prelievo. Se consegnato entro 24 ore il siero può essere conservato a 2 - 8°C, per tempi di conservazione più lunghi congelare il siero a - 20°C e spedire il campione in ghiaccio secco.	SI (HPG23)	Trasparente	HPLC
90.38.2	0090382	10496	PROLATTINA (PRL) 2° PRELIEVO	3	10,00	12	SIERO	Tutte le Sedi	Allegato 20 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.32.5	0090325.03	10500	MAGNESIO TOTALE NELLE URINE DELLE 24 H	1	2,30	2,8	URINE 24H ACIDIFICATE	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO		Colorimetrico
90.32.5	0090325.02	10500S	MAGNESIO TOTALE NELLE URINE	1	2,30	2,8	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 5 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO		Colorimetrico
91.17.8	0091178	10502	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IgG PER CONTROLLO STATO IMMUNITARIO	5	7,15	8,6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.03.6	0090036.02	10506	CATECOLAMINE URINARIE: DOPAMINA	20	19,55		URINE 24H ACIDIFICATE	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	HPLC
90.17.B	009017B.46	10514	ANTIBIOTICO: VANCOMICINA	2	12,30	14,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	
90.17.B	009017B.45	10515	ANTIBIOTICO: GENTAMICINA	2	12,30	14,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
90.17.B	009017B.44	10516	ANTIBIOTICO: AMIKACINA	2	12,30	14,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
91.16.B	009116B	10517	HBV DNA	10	59,00	70,8	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Madreperla	PCR Real Time
91.12.B	009112B.25	10517D	HDV RNA	15	55,00	66	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Madreperla	PCR Real Time

90.52.5	0090525.05	10520	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI TIPO M2	20	27,65	33,2	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	Immunoblot
90.49.9	0090499	10521	ANTICORPI ANTI ISTONI	15	26,20	31,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	Immunobot
90.34.6	0090346.01	10528	OMOCISTEINA	3	26,35	31,6	PLASMA	Tutte le Sedi		2-8°C. Centrifugare il campione prima del trasporto. Prestazione non erogabile da prelievo domiciliare.	NO	Lilla	Enzimatica
91.12.9	0091129	10535T	VIE AEREE SUPERIORI: ACIDI NUCLEICI VIRUS (4 VIRUS)	5	142,20	170,6	TAMPONE NASALE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Tampone UTM	PCR Real time
G1.91	00G191.01	10540	MUTAZIONI DI EMOCROMATOSI. RICERCA DI UNA O ENTRAMBE MUTAZ C282Y-H63D	40	151,00	181,2	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Viola alta	
90.40.7	0090407.04	10543	SOMATOMEDINA C (IGF I)	7	19,00	22,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	CLIA
90.11.7	0090117	10544	CALCIO IONIZZATO determinazione diretta	1	4,20	5	SANGUE INTERO	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-CALCINATE-LOVERE		2 - 8°C, entro 3 ore, raccolta in contenitore dedicato	NO	Siringa eparinata	Potenzimetria
90.97.6	0090976.02	10546	RIC. ANTIGENE ASPERGILLO	20	22,30	26,8	MATERIALE BIOLOGICO	Tutte le Sedi		2/8 °C entro 18 ore	SI (HPG23)		Immunoenzimatico
91.02.A	009102A.02	10547	MICOPLASMI UROGENITALI T. ENDOCERVICALE: ES. CULTURALE	3	11,70	14	TAMPONE ENDOCERVICALE	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-LOVERE	Allegato 12 P.O. n° 21/ MOD.5 T. VAGINALE	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
91.02.A	009102A.01	10547S	MICOPLASMI UROGENITALI LIQ. SEMINALE: ES. CULTURALE	3	11,70	14	LIQUIDO SEMINALE	Tutte le Sedi	Allegato 18 P.O. n° 21/ MOD. 5 T. VAGINALE	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Contenitore sterile urina	Coltura
91.05.C	009105C.02	10548	RIC. ANTIGENI PLASMODI MALARICI	1	10,10	12,1	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 1 ora	NO	Lilla	Immunocromatografico
91.05.A	009105A.01	10548A	RICERCA ACIDI NUCLEICI: MALARIA	2	46,80	56,1	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 1 ora	NO	Lilla	LAMP
90.77.2	0090772	10550	TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA	20	7,60	9,1	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Azzurro	Coagulometrica
90.42.6	0090426	10551	TRANSFERRINA DESIALATA (CDT)	8	20,90	25,1	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rossa con gel	HPLC
90.26.5	0090265.04	10570	GLUCOSIO CURVA DA CARICO CON 6 DETERMINAZIONI	2	5,80	7	PLASMA	Tutte le Sedi	Allegato 22 P.O. n° 21	2/8°C Non erogabile da prelievo domiciliare	NO	Grigio	Enzimatico
90.38.2	0090382	10571	PROLATTINA (PRL) 3° PRELIEVO	3	10,00	12	SIERO	Tutte le Sedi	Allegato 20 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.99.2	0090992	10578	RIC. ACIDI NUCLEICI BK -ALTRI MATERIALI-(PCR)	5	78,90	94,68	MATERIALE BIOLOGICO	Tutte le Sedi	Allegato 9/10 P.O. n°21	2/8°C, entro 72 ore	SI (HPG23)		PCR Real time
90.99.2	0090992.03	10578E	RIC. ACIDI NUCLEICI BK IN ESPETTORATO (PCR)	5	78,90	94,68	ESPETTORATO	Tutte le Sedi	Allegato 10 P.O. n° 21	2/8°C, entro 72 ore	SI (HPG23)		PCR Real time
90.99.2	0090992.05	10578U	RIC. ACIDI NUCLEICI BK IN URINE (PCR)	5	78,90	94,68	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 9 P.O. n° 21	2/8°C, entro 72 ore	SI (HPG23)		PCR Real time
90.38.2	0090382	10579	PROLATTINA (PRL) 4° PRELIEVO	3	10,00	12	SIERO	Tutte le Sedi	Allegato 20 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
91.13.1	0091131.14	10581G	VIRUS PAROTITE: RICERCA ANTICORPI IgG CONTROLLO IMMUNITA'	3	8,30	10	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	CLIA
91.24.G	009124G	10581GM	VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgG e IgM	8	15,60	18,7	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	CLIA
91.13.1	0091131.13	10585G	VIRUS MORBILLI: RICERCA ANTICORPI IgG CONTROLLO IMMUNITA'	3	8,30	10	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	CLIA

91.24.F	009124F	10585GM	VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgG e IgM	8	14,95	17,9	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	CLIA
91.25.8	0091258	10587	PARVOVIRUS B19: IgG e IgM	10	17,10	20,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	ROSA	CLIA
90.49.7	0090497	10589	ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD)	25	13,70	16,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
90.29.1	0090291.03	10590	INSULINA POST PRANDIALE	3	10,00	12	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.93.6	0090936	10592	ESCREATO: ES. CULTURALE	5	17,00	20,4	ESPETTORATO	Tutte le Sedi	Allegato 24 P.O. n° 21	2/8°C, entro 24 ore	NO		Coltura
90.93.7	0090937	10592A	BRONCOLAVAGGIO: ES. CULTURALE	5	19,00	22,8	LAVAGGIO BRONCO ALVEOLARE	Tutte le Sedi		2/8°C, entro 24 ore	NO	Contenitore sterile	Coltura
90.95.4	0090954	10592L	RIC. LEGIONELLA: ES. CULTURALE	10	10,00	12	BRONCO LAVAGGIO ALVEOLARE	Tutte le Sedi		2/8°C, entro 24 ore	NO	Contenitore sterile	Coltura
90.68.6	0090686.00	10593	PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA (ECP)	18	10,00	12	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
90.34.8	0090348.00	10598	OSMOLALITA': DETERMINAZIONE INDIRETTA URINARIA	2	3,85	4,62	URINE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	
90.34.8	0090348	10599	OSMOLALITA': DETERMINAZIONE INDIRETTA	2	3,85	4,62	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Verde	
90.17.B	009017B.29	10608	FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI: TACROLIMUS	3	12,30	14,8	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Viola alta	
90.37.7	0090377.02	10609	DESOSSIPIRIDINOLINA	20	26,55	31,9	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 6 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO		
90.94.C	009094C	10610	RIC. ANTIGENE H. PYLORI	2	18,85	22,6	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	2/8°C, entro 18 ore	NO		Immunocromatografico
90.53.R	009053R	10611	CELIACHIA DIAGNOSI REFLEX TEST	10	19,00	22,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
90.53.D	009053D.02	10611A	ANTICORPI ANTI TRANSLUTAM. (TTG IgA) in monitoraggio	10	15,30	18,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
90.53.D	009053D.01	10611G	ANTICORPI ANTI TRANSLUTAM. (TTG IgG) in monitoraggio con deficit IgA	10	15,30	18,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
91.04.1	0091041	10615	RIC. NEISSERIA MENINGITIDIS: ES. CULTURALE	5	10,00	12	MATERIALE BIOLOGICO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 2 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
90.95.5	0090955.02	10623	RIC. ANTIGENE: LEGIONELLA	1	27,10	32,5	URINE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 24 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Test immunocromatografico a fluorescenza (FIA)
91.08.6	0091086	10624	RIC. ANTIGENE: PNEUMOCOCCO	1	27,00	32,4	URINE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 24 ore	NO	Provetta urine (non sterile)	Test immunocromatografico a fluorescenza (FIA)
90.90.A	009090A	10625	RIC. ANTIGENE CRYPTOCOCCO	8	26,55	31,9	MATERIALE BIOLOGICO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 24 ore	SI (HPG23)	Contenitore sterile	
90.66.7	0090667	10626	EMOGLOBINE. Determinazione frazioni (HbA2, HbF, Hb Anomale)	8	9,80	11,8	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Viola piccola	HPLC
90.27.1	0090271.23	10632	GLUCOSIO POST-PRANDIALE	2	1,70	2	PLASMA	Tutte le Sedi		2/8°C entro 3 ore	NO	Grigio	Enzimatico
90.17.B	009017B.70	10633	FARMACI ANTITUMORALI: METOTRESSATO	5	12,30	14,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
90.93.3	0090933.03	10643	TAMPONE ULCERA: ES. CULTURALE	5	22,00	26,4	TAMPONE DA ULCERA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
90.29.1	0090291.01	10657	INSULINA (Test al glucagone)	3	10,00	12	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.44.1	0090441.06	10660	UREA CLEARANCE	2	1,70	2	URINE 24H	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	2/8°C entro 3 ore	NO		Enzimatico
90.24.1	0090241	10662	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO	7	12,95	15,5	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	CLIA
90.90.G	009090G	10670	COXIELLA BURNETII: ANTICORPI	13	12,00	14,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
91.12.8	0091128	10673	ADENOVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI	2	5,00	6	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	2/8°C, entro 18 ore	NO		Immunocromatografico

MOD. 11 "Elenco prestazioni"

Rev.0 Luglio 2025

91.07.8	0091078	10678	RIC. PARASSITI - MATERIALI VARI: ES. MICROSCOPICO	6	8,70	10,4	LIQUIDO BIOLOGICO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 1 ora	NO	Lilla o Contenitore sterile	Microscopia ottica
90.53.A	009053A.02	10690	ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IgG	15	9,50	11,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	FEIA
90.53.A	009053A.01	10690A	ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IgA	15	9,50	11,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	FEIA
91.10.B	009110B.03	10696	TREPONEMA PALLIDUM: ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA VDRL/RPR QUANTITATIVA	3	6,65	8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rosa	CLIA
90.16.6	0090166.00	10700	CROMOGRANINA A	30	24,85	29,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	Immunofluorescenza
91.08.4	0091084.01	10747	RIC. STREPTOCOCCO AGALACTIAE: ESAME COLTURALE	5	10,00	12	TAMPONE	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-LOVERE	Allegato 13 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 24 ore	NO	Tampone tappo azzurro	Coltura
90.37.6	0090376	10748	PREALBUMINA	5	6,30	7,6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	Immunoturbidimetrico
90.17.B	009017B.14	10750	LEVETIRACETAM	13	12,30	14,8	SIERO	Tutte le Sedi	MOD.2 DOSAGGIO FARMACI	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rossa con gel	
90.99.1	0090991.01	10759	RIC. INTERFERONE (QUANTIFERON)	10	55,70	66,8	SANGUE PERIFERICO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	4 provette dedicate	CLIA
90.49.6	0090496.04	10761	ANTICORPI ANTI BETA-2 GLICOPROTEINA I IgG	7	12,00	14,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu elettrico	CLIA
90.49.6	0090496.03	10762	ANTICORPI ANTI BETA-2 GLICOPROTEINA I IgM	7	12,00	14,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu elettrico	CLIA
90.90.3	0090903.04	10763	CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA (PCR) TAMPONE ENDOCERVICALE	5	58,70	70,4	TAMPONE ENDOCERVICALE	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-LOVERE	Allegato 12 P.O. n° 21/ MOD. 5 T. VAGINALE	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Tampone tappo rosa	PCR Real Time
90.87.6	0090876.00	10763C	TRICOMONAS V. /MIC. GENITALIUM DNA (PCR) T. ENDOCERVICALE	5	55,00	66	TAMPONE ENDOCERVICALE	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-LOVERE	Allegato 12 P.O. n° 21/ MOD. 5 T. VAGINALE	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Tampone tappo rosa	PCR Real Time
91.24.9	0091249.03	10763H	HPV DNA (CEPPI HR) T. ENDOCERVICALE	5	63,20	75,8	TAMPONE ENDOCERVICALE	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-LOVERE	Allegato 12 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Tampone UTM/PAP test	PCR Real Time
90.87.6	0090876.00	10763U	TRICHOMONAS V. /MIC. GENITALIUM DNA (PCR) URINA PRIMO MITTO	5	55,00	66	URINE PRIMO MITTO	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-LOVERE	Allegato 17 P.O. n° 21/ MOD. 5 T. VAGINALE	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Contenitore sterile urina (primo mitto)	PCR Real Time
90.90.3	0090903.01	10763UR	CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA (PCR) URINA PRIMO MITTO	5	58,70	70,4	URINE PRIMO MITTO	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-LOVERE	Allegato 17 P.O. n° 21/ MOD. 5 T. VAGINALE	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Contenitore sterile urina (primo mitto)	PCR Real Time
90.87.6	0090876.00	10763V	TRICOMONAS V. /MIC. GENITALIUM DNA (PCR) T.VAGINALE	5	55,00	66	TAMPONE VAGINALE	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-LOVERE	Allegato 12 P.O. n° 21/ MOD. 5 T. VAGINALE	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Tampone tappo rosa	PCR Real Time
90.28.7	0090287.02	10767	IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA LIBERE SANGUE	7	19,75	23,7	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Madreperla	Turbidimetrico
90.68.A	009068A	10768A	IGE SPEC. ALLERGOLOGICHE: RICOMBINANTI MOLECOLARI (SINGOLO ALLERGENE)	20	18,00	21,6	SIERO	Tutte le Sedi	MOD.7 RICHIESTA DOSAGGIO IgE SPECIFICHE	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	
90.68.1	0090681.00	10768S	IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE QUANTITATIVO. Per singolo allergene	20	9,00	10,8	SIERO	Tutte le Sedi	MOD.7 RICHIESTA DOSAGGIO IgE SPECIFICHE	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	FEIA
90.12.A	009012A	10769	CALPROTECTINA FECALE	4	15,95	19,1	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 18 ore	NO		CLIA

90.26.5	0090265.02	10770	GLUCOSIO CURVA DA CARICO CON 3 DETERMINAZIONI	2	5,80	7	PLASMA	Tutte le Sedi	Allegato 22 P.O. n° 21	2/8°C Non erogabile da prelievo domiciliare	NO	Grigio	Enzimatico
91.26.3	0091263.01	10771	ANTI HTLV I/II: ANTICORPI	20	16,35	19,6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
91.24.8	0091248	10772	RIC. ANTIGENE NOROVIRUS	2	5,00	6	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	2/8°C, entro 18 ore	NO		Immunocromatografico
91.12.B	009112B.16	10773	PARVOVIRUS DNA NEL SANGUE	20	55,00	66	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Viola alta	PCR Real Time
90.42.B	009042B	10774	TRIPTASI	25	19,50	23,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
90.16.3	0090163.02	10775	CREATININURIA SPOT	1	1,70	2	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 5 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO		Enzimatico
90.16.3	0090163.02	10775E	CREATININURIA ESTEMPORANEA	1	1,70	2	URINE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta Urine (non sterile)	Enzimatico
90.17.B	009017B.31	10777	FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI: EVEROLIMUS	8	12,30	14,8	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Viola alta	
91.13.6	0091136.06	10779	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE(RSV) RICERCA DIRETTA ANTIGENI	2	10,30	12,4	ASPIRATO NASO TRACHEALE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Tampone UTM	Test immunocromatografico a fluorescenza (FIA)
90.17.B	009017B.13	10780	LAMOTRIGINA	15	12,30	14,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rossa con gel	
90.17.G	009017G	10781	ORMONE ANTI-MULLERIANO (AMH) DOSAGGIO	16	28,00	33,6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
90.17.B	009017B.16	10782	10-OH-CARBAZEPINA	15	12,30	14,8	SIERO	Tutte le Sedi	MOD.2 DOSAGGIO FARMACI	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rossa con gel	
90.17.B	009017B.27	10783	ZONISAMIDE	15	12,30	14,8	SIERO	Tutte le Sedi	MOD.2 DOSAGGIO FARMACI	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rossa con gel	
90.51.6	0090516.00	10784	ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDASI (MPO)	7	11,35	13,6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
90.53.8	0090538.00	10785	ANTICORPI ANTI PROTEINASI 3 (PR3)	7	11,35	13,6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
90.17.B	009017B.32	10786	MICOFENOLATO	10	12,30	14,8	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Viola alta	
91.10.8	0091108.00	10788	SIEROLOGIA PER TRIPANOSOMA (M.CHAGAS)	15	17,00	20,4	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	
90.47.5	0090475.06	10792A	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG e IGM)	8	13,15	15,8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Blu Elettrico	CLIA
90.33.6	0090336.00	10795	METANEFRIE	20	19,80	23,76	URINE 24H ACIDIFICATE	Tutte le Sedi	Allegato 8 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)		
90.17.B	009017B.98	10796	FARMACI ANTIPSICOTICI: CLOZAPINA	20	12,30	14,8	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Viola alta	
91.09.D	009109D	10808	TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM	4	10,50	12,6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
91.26.D	009126D	10809	VIRUS ROSOLIA IgG E IgM PER SOSPETTA INFEZIONE ACUTA	10	11,45	13,7	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
91.26.E	009126E	10810	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG CONTROLLO IMMUNITA'	3	6,70	8	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	ECLIA
91.12.B	009112B.17	10814	POLYOMAVIRUS BK DNA	15	55,00	66	MATERIALE BIOLOGICO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Contenitore sterile + tappo lilla	PCR Real Time
91.12.B	009112B.18	10814A	POLYOMAVIRUS JC DNA	15	55,00	66	MATERIALE BIOLOGICO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Contenitore sterile	PCR Real Time
90.45.1	0090451.04	10818B1	VITAMINA B1 (TIAMINA)	20	13,75		SIERO	Tutte le Sedi		Mantenere al riparo della luce a 2 - 8. Centrifugare entro 3 ore dal prelievo. Se consegnato entro 24 ore il siero può essere conservato a 2 – 8°C, per tempi di conservazione più lunghi congelare il siero a – 20°C e spedire il campione in ghiaccio secco.	SI (HPG23)	Lilla	HPLC

91.47.C	009147C.01	10819	RICERCA EMOGLOBINA FETALE (HbF) NEL CIRCOLO MATERNO	15	190,30	228,4	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		2/8°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Verde piccola	
90.87.6	0090876.00	10831ASB	VIE AEREE SUPERIORI : ACIDI NUCLEICI BATTERI	1	55,00	66	TAMPONE NASALE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Tampone UTM	PCR Real Time
91.12.9	0091129	10831ASV	VIE AEREE SUPERIORI : ACIDI NUCLEICI VIRUS	1	142,20	170,6	TAMPONE NASALE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Tampone UTM	PCR Real Time
90.92.7	0090927	10832E	RIC. ANTIGENE ENTAMOEBA HISTOLYTICA	2	37,00	44,4	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	2/8°C, entro 18 ore	NO		Immunocromatografico
90.94.7	0090947	10832G	RIC. ANTIGENE GIARDIA LAMBLIA	2	8,70	10,4	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	2/8°C, entro 18 ore	NO		Immunocromatografico
90.90.B	009090B	10833	RIC. ANTIGENE CRYPTOSPORIDIUM	2	15,30	18,3	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	2/8°C, entro 18 ore	NO		Immunocromatografico
90.24.3	0090243.02	10850	FOSFATO INORGANICO NELLE URINE	1	2,30	2,8	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 5 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO		
90.17.B	009017B.12	10851	LACOSAMIDE	15	12,30	14,8	SIERO	Tutte le Sedi	MOD.2 DOSAGGIO FARMACI	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Rossa con gel	
solo solvenza per esterni		10853	PROCALCITONINA	1	N.A.	20,05	SIERO/PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone/Verde	ECLIA
91.12.B	009112B.02	10899	CORONAVIRUS SARS-CoV2 RNA	4	55,00	66	TAMPONE NASALE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Tampone UTM	PCR real time
91.13.1	0091131	10899AB	ANTICORPI anti SARS-CoV2	4	8,30	10	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	CLIA
91.13.1	0091131	10899ABD	ANTICORPI anti SARS-CoV2- DONATORI	4	8,30		SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Marrone	CLIA
90.94.1	0090941	10900A	EMOCOLTURA	7	26,00	31,2	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 2 ore	NO	Flacone emocoltura verde	Coltura
90.94.1	0090941	10900CA	EMOCOLTURA DA CATETERE	7	26,00	31,2	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 2 ore	NO	Flacone emocoltura verde	Coltura
90.94.1	0090941	10900CP	EMOCOLTURA PEDIATRICA DA CATETERE	7	26,00	31,2	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 2 ore	NO	Flacone emocoltura pediatrica	Coltura
90.94.1	0090941	10900P	EMOCOLTURA PEDIATRICA	7	26,00	31,2	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 2 ore	NO	Flacone emocoltura pediatrica	Coltura
90.94.2	0090942.01	10902	URINOCOLTURA	5	15,00	18	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 14 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 2 ore 2/8°C, entro 24 ore	NO		Coltura
90.94.2	0090942.02	10902C	URINOCOLTURA DA CATETERE	5	15,00	18	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 16 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 2 ore 2/8°C, entro 24 ore	NO		Coltura
90.94.2	0090942.03	10902S	URINOCOLTURA DA SACCHETTO	5	15,00	18	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 15 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 2 ore 2/8°C, entro 24 ore	NO		Coltura
90.88.E	009088E	10903	CAMPYLOBACTER: ES. COLTURALE	5	29,00	34,8	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	provetta tappo verde	Coltura
90.94.3	0090943	10904	COPROCOLTURA	5	18,50	22,2	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	provetta tappo verde	Coltura
90.87.7	0090877	10904A	AEROMONAS: ES. COLTURALE	5	15,00	18	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	provetta tappo verde	Coltura
91.07.7	0091077	10904S	SHIGELLA: ES. COLTURALE	5	10,10	12,1	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	provetta tappo verde	Coltura
91.07.6	0091076.00	10904SA	SALMONELLA: ES. COLTURALE	5	10,00	12	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	provetta tappo verde	Coltura
91.12.A	009112A	10904V	VIRUS ENTERICI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPLEX	5	102,00	122,4	FECI	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	provetta tappo verde	PCR real time
91.27.5	0091275	10905	YERSINIA : ES. COLTURALE	5	13,00	15,6	FECI	Tutte le Sedi	Allegato 11 P.O. n° 21	20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	provetta tappo verde	Coltura
90.93.5	0090935.01	10908	TAMPONE FARINGEO: ES. COLTURALE	5	21,00	25,2	TAMPONE FARINGEO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
90.93.3	0090933.11	10909	TAMPONE CUTANEO: ES. COLTURALE	5	22,00	26,4	TAMPONE CUTANEO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
90.93.L	009093L.01	10909E	TAMPONE ENDOMETRIALE: ES. COLTURALE	5	33,70	40,4	TAMPONE ENDOMETRIALE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura

90.93.3	0090933.29	10910	TAMPONE NASALE: ES. COLTURALE	5	22,00	26,4	TAMPONE NASALE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
90.93.3	0090933.32	10912	TAMPONE VAGINALE (Escluso Trichomonas): ES. COLTURALE	5	22,00	26,4	TAMPONE VAGINALE	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-LOVERE	Allegato 12 P.O. n° 21/ MOD. 5 T. VAGINALE	20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
90.94.3	0090943	10916	RIC. BATTERI MULTIRESISTENTI: ES. COLTURALE	5	18,50	22,2	TAMPONE RETTALE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
90.93.3	0090933.30	10919	MRSA SCREENING: ES. COLTURALE	4	21,00	25,2	TAMPONE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo blu	Coltura
90.93.3	0090933.33	10924	LIQUIDO CEFALORACHIDIANO (LCR): ES. COLTURALE	7	22,00	26,4	LIQUOR	Tutte le Sedi	MOD. 3 LCR	20 ± 5°C, entro 1 ora	NO	Contenitore sterile	Coltura
90.93.J	009093J	10926	ESSUDATO PURULENTO (PUS): ES. COLTURALE	5	33,50	40,2	PUS	Tutte le Sedi		2/8 °C entro 24 ore	NO	Portagerm	Coltura
90.93.8	0090938.01	10926AD	TAMPONE AURICOLARE DX: ES. COLTURALE	5	13,00	15,6	TAMPONE AURICOLARE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa/Tampone tappo arancione	Coltura
90.93.L	009093L.01	10926AG	ASPIRATO GASTRICO: ES. COLTURALE	5	33,70	40,4	ASPIRATO GASTRICO	Tutte le Sedi		2/8°C, entro 24 ore	NO	Contenitore sterile	Coltura
90.93.L	009093L.01	10926AM	LIQUIDO AMNIOTICO : ES. COLTURALE	7	33,70	40,4	LIQUIDO AMNIOTICO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 8 ore	NO	Flaconi emocoltura: tappo verde e arancio	Coltura
90.93.8	0090938.02	10926AS	TAMPONE AURICOLARE SX: ES. COLTURALE	5	13,00	15,6	TAMPONE AURICOLARE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa/Tampone tappo arancione	Coltura
90.93.3	0090933.25	10926B	BRONCOASPIRATO: ES. COLTURALE	5	22,00	26,4	BRONCO ASPIRATO	Tutte le Sedi		2/8°C, entro 24 ore	NO	Provetta sterile	Coltura
90.93.3	0090933.16	10926C	LIQUIDO DA CISTI: ES. COLTURALE	7	22,00	26,4	LIQUIDO DA CISTI	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 8 ore	NO	Flaconi emocoltura: tappo verde e arancio	Coltura
90.93.A	009093A.01	10926CD	TAMPONE CONGIUNTIVALE DX: ES. COLTURALE	5	10,00	12	TAMPONE CONGIUNTIVALE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa/Tampone tappo arancione	Coltura
90.93.A	009093A.02	10926CS	TAMPONE CONGIUNTIVALE SX: ES. COLTURALE	5	10,00	12	TAMPONE CONGIUNTIVALE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa/Tampone tappo arancione	Coltura
90.93.L	009093L.01	10926D	MATERIALE DA DRENAGGIO: ES. COLTURALE	7	33,70	40,4	MATERIALE DA DRENAGGIO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 8 ore	NO	Flaconi emocoltura: tappo verde e arancio	Coltura
90.93.3	0090933.04	10926F	MATERIALE DA FISTOLA: ES. COLTURALE	5	22,00	26,4	TAMPONE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
90.93.3	0090933.17	10926MB	MATERIALE BIOPTICO: ES. COLTURALE	20	22,00	26,4	MATERIALE BIOLOGICO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 8 ore	NO	Brodo di arricchimento bifasico (Castaneda)	Coltura
90.93.3	0090933.02	10926P	TAMPONE PIAGA DECUBITO: ES. COLTURALE	5	22,00	26,4	TAMPONE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
90.93.3	0090933.14	10926S	RACCOLTA SIERO EMATICA: ES. COLTURALE	7	22,00	26,4	MATERIALE DA DRENAGGIO	Tutte le Sedi		2/8 °C entro 24 ore	NO	Portagerm	Coltura
90.93.3	0090933.19	10926T	ASPIRATO DA TRACHEOSTOMIA: ES. COLTURALE	5	22,00	26,4	ASPIRATO ENDOTRACHEALE	Tutte le Sedi		2/8°C, entro 24 ore	NO	Contenitore sterile	Coltura
90.93.D	009093D.03	10928	TAMPONE URETRALE: ES. COLTURALE	5	70,50	84,6	URINE PRIMO MITTO	P.O.SERIE-ALZANO-PIARIO-LOVERE	Allegato 17 P.O. n° 21/ MOD. 5 T. VAGINALE	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Contenitore sterile urina (primo mitto)	Coltura
90.93.3	0090933.11	10929	TAMPONE OMBELICALE: ES. COLTURALE	5	22,00	26,4	TAMPONE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
90.93.3	0090933.11	10930	TAMPONE PERIANALE: ES. COLTURALE	5	22,00	26,4	TAMPONE PERIANALE	P.O.SERIE-ALZANO-		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura

								PIARIO- LOVERE					
90.93.3	0090933.35	10931	TAMPONE BALANO-PREPUZIALE: ES. CULTURALE	5	22,00	26,4	TAMPONE	P.O.SERIEATE- ALZANO- PIARIO- LOVERE		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
90.93.3	0090933.20	10933	TAMPONE SECREZIONE MAMMARIA: ES. CULTURALE	5	22,00	26,4	TAMPONE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
90.93.3	0090933.28	10935	TAMPONE MUCOSA ORALE: ES. CULTURALE	5	22,00	26,4	TAMPONE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
90.93.3	0090933.31	10936	TAMPONE VULVARE: ES. CULTURALE	5	22,00	26,4	TAMPONE VULVARE	P.O.SERIEATE- ALZANO- PIARIO- LOVERE		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
91.01.9	0091019.01	10942	MICOBATTERI ESCREATO: ES. CULTURALE	60	98,30	118	ESPETTORATO	Tutte le Sedi	Allegato 10 P.O. n° 21	2/8°C, entro 72 ore	SI (HPG23)	Contenitore sterile	Coltura
91.01.9	0091019.04	10946U	MICOBATTERI URINE: ES. CULTURALE	60	98,30	118	URINE	Tutte le Sedi	Allegato 9 P.O. n° 21	2/8°C, entro 72 ore	SI (HPG23)	Contenitore sterile	Coltura
G1.91	00G191.09	10950	MUTAZIONI DEL FATTORE V LEIDEN. RICERCA DELLA MUTAZIONE G1691A	40	151,00	181,2	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Viola alta	
G1.91	00G191.08	10954	MUTAZIONI DEL FATTORE II. RICERCA DELLA MUTAZIONE G20210A	40	151,00	181,2	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Viola alta	
90.06.2	0090062.02	10955	ALFA 1 MICROGLOBULINA NELLE URINE SPOT	6	12,15	14,6	URINE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Provetta urine (non sterile)	
91.12.B	009112B.09	10956	HERPES SIMPLEX DNA: HHSV1/2	8	55,00	66	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Viola alta	PCR Real Time
91.12.B	009112B.10	10957	HERPES VIRUS 6 DNA : HHSV6	8	55,00	66	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Viola alta	PCR Real Time
91.09.D	009109D	10959	TOXOPLASMOSI WB PROFILO MADRE NEONATO	15	10,50		SIERO	Tutte le Sedi			SI (HPG23)	Trasparente	Immunoblot
90.93.3	0090933.18	10960	TAMPONE FERITA: ES. CULTURALE	5	22,00	26,4	TAMPONE FERITA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 48 ore	NO	Tampone tappo rosa	Coltura
91.15.C	009115C	10963	CMV-DNA (matrice ematica)	5	44,30	53,2	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 24 ore	NO	Viola alta	PCR Real time
91.15.C	009115C	10963A	CMV-DNA (altre matrici)	5	44,30	53,2	MATERIALE BIOLOGICO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Materiali vari	PCR Real time
91.15.C	009115C	10963U	CMV-DNA (matrice urinaria)	5	44,30	53,2	URINE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Provetta urine (sterile)	PCR Real time
91.12.B	009112B.08	10966	ENTEREOVIRUS RNA	25	55,00	66	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Viola alta	PCR Real time
91.12.B	009112B.23	10967	VIRUS VARICELLA ZOSTER DNA: VZV	25	55,00	66	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Viola alta	PCR Real time
91.21.D	009121D	10968	VIRUS EPSTEIN BARR DNA: EBV	25	46,10	55,32	SANGUE INTERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Viola alta	PCR Real time
90.63.1	0090631.04	10971A	DETERMINAZIONE ATTIVITA' FATTORE X ATTIVATO - APIXABAN	1	9,20	11	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Azzurro	
90.63.8	0090638	10971D	MISURA ATTIVITA' ANTI FATTORE ANTI II ATTIVATO - DABIGATRAN	1	3,40	4	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Azzurro	
90.63.1	0090631.03	10971E	DETERMINAZIONE ATTIVITA' FATTORE X ATTIVATO - EDOXABAN	1	9,20	11	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Azzurro	
90.63.1	0090631.02	10971R	DETERMINAZIONE ATTIVITA' FATTORE X ATTIVATO - RIVAROXABAN	1	9,20	11	PLASMA	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Azzurro	

90.93.D	009093D.01	10985	SPERMIOCOLTURA	5	70,50	84,6	LIQUIDO SEMINALE	Tutte le Sedi	Allegato 18 P.O. n° 21/ MOD. 5 T. VAGINALE	20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Contenitore sterile urina	Coltura
90.87.6	0090876.00	10987T	VIE AEREE SUPERIORI : ACIDI NUCLEICI BATTERI (3 BATTERI)	5	55,00	66	TAMPONE NASALE	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Tampone UTM	PCR Real Time
90.17.6	0090176.00	10989	HCG FRAZIONE LIBERA E PAPP- A	5	23,80	28,6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	NO	Siena/Gialla	
91.08.7	0091087	10990	RIC. LARVE FECALI STRONGYLOIDES ST.	5	10,00	12	FECI	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 2 ore	NO	Contenitore sterile con palettina	Microscopia ottica
91.08.B	009108B	10994	TOSSINA TETANICA ANTICORPI	20	9,70	11,6	SIERO	Tutte le Sedi		20 ± 5°C, entro 3 ore	SI (HPG23)	Trasparente	CLIA